



СВЕРЖДАЮ:

Заведующий врач

Городская поликлиника № 5

С.В. Семенов

200 г.

О Т З Ы В

об эксплуатации акустического анализатора компьютеризированного АКБа-01-«БИОМ»
производства ЗАО «Фирма «БИОМ»

1. Анализатор «БИОМ» в КДЛ городской поликлиники № 5 эксплуатируется с 01.10.02 г.
2. Аппарат используется для биохимических исследований крови общего белка и белковых фракций, липидных компонентов, степени онко риска. С 01.11.05 г. проводится опробация гематологических исследований (гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, СОЭ, гематокрита).
3. Пробоподготовка: для исследования гематологических анализов берется капиллярная кровь, для биохимических исследований – сыворотка венозной крови. Калибровка проводится ежедневно перед началом работы по дистиллированной воде. Процесс измерения происходит согласно инструкции.
4. Контроль работы анализатора производится с помощью стандартных растворов Serodos и Serodos +, а также параллельных проб по слитым сывороткам.

5. Выводы:

5.1. При работе с анализатором «БИОМ» наблюдается много положительных сторон (по сравнению с традиционными методиками):

- нет реагентов и дорогостоящих расходных материалов;
- быстрое и одновременное получение нескольких параметров;
- прост в эксплуатации, не требует специальной подготовки оператора;
- не требуется промывок специальными растворами (только дистиллированная вода и санобработка);

5.2. Специалисты предприятия-изготовителя проводят ежегодное техническое обслуживание с целью оптимальной работы аппарата (обновления ПО и методик исследования).

5.3. За время эксплуатации анализатора замечаний к работе не было.

5.4. Высокая точность и стабильность измерений, удобства в эксплуатации, отсутствие дорогостоящих реагентов, позволяет рекомендовать анализатор «БИОМ» для широкого применения в лабораторной практике.

Заведующая
клинико-диагностической лабораторией

Р.Р. Хамидова

Хамидова Р.Р.